

Geneo+ on esteettiseen ihonhoitoon suunniteltu hoitolaite, jossa on yhdistettynä Pollogenin patentoitu OxyGeneo™-teknologia sekä TriPollar RF -teknologia.

Yhdistelmänä TriPollar RF ja OxyGeneo parantavat ihon kuntoa epidermiksessä ja dermiksessä asti tuoden pitkäkestoisia hoitotuloksia. GeneO+ on ylivertainen ihoa ravitseva ja sen happipitoisuutta parantava laite, jolla saavutetaan kliinisesti todennetut anti-aging -vaikutukset.

geneo



GeneO+ hyödyntää tuloksellisesti kahta eri ihonhoitoteknologiaa, joita voidaan toteuttaa joko samalla hoitokerralla tai omina erillisinä hoitoinaan.



OXYGENEO

OXYGENEO™ 3-in-1 Kolme käsittelyä yhdellä hoidolla!

Ihon kuorinta, hapetus ja vaikuttavien aineiden imeytys - kaikki yhdellä kertaa!

- OxyGeneo -hoito sopii kasvoille, kaulalle, dekolteelle ja käsille.
- OxyGeneo -hoito voidaan tehdä osana täydellistä kasvohoitoa tai itsenäisenä pikahoitona.

KOLME UUTTA HOITOLINJAA!

Hoito sisältää Oxypod-kapselin ja loppuseerumin.

GeneO Balance

- Tasapainottava hoito rasvaiselle iholle
- Puhdistaa ja rauhoittaa ihoa
- Saa ihon näyttämään kauniin tasaiselta

GeneO Revive

- Ravitsee ja virkistää väsynttä ihoa
- Tasoittaa hienoja juonteita, lisää ihon nuorekkuutta
- Parantaa kokonaisvaltaisesti ihon ulkonäköä ja rakennetta

GeneO Illuminate

- Ihoa uudistava ja kirkastava hoito
- Tasoittaa ihon sävyä



OxyGeneo 3-in-1 parantaa ihon pinnan läpäisevyyttä, jolloin ihoon saadaan imeytettyä välttämättömiä ravintoaineita sekä hoidon aikana että sen jälkeen.

OxyGeneo tuottaa lukemattoman määrän pieniä CO₂ -kuplia, jotka puhkeavat kevyesti ihon pinnalla.

OxyGeneo- hoitopää vapauttaa CO₂ -kuplat geelistä ja imeyttää ne epidermikseen.

Tämä runsaasti hiilidioksidia sisältävä ympäristö saa aikaan fysiologisen reaktion, *Bohrin efektin*, jonka seurauksena kudoksen happipitoisuus kasvaa ja samalla verenvirtaus lisääntyy ja ihosolujen aineenvaihdunta paranee.

LISÄKSI UUDISTETUT NEOREVIVE ECO® JA NEOBRIGHT® ECO -HOIDOT:

Hoito sisältää hoitogeelein ja Capsugen™-hoitokapselin.

- Asiakkaiden toivomuksesta tuotteiden koostumusta on uudistettu luonnollisemmaksi ja myös herkälle iholle sopivaksi
- Luonnolliset tuoksut ja väriaineet
- Ympäristöystävällisemmät tuotteet



Radiofrekvenssihoitoja (RF) on käytetty turvallisesti ja tehokkaasti lääketieteellisissä laitteissa jo pitkään, ja viimeisen vuosikymmenen aikana RF:stä on tullut yksi esteettisen lääketieteen avainteknologioista.

Esteettisessä lääketieteessä RF-teknologiaa on käytetty tuloksellisesti mm. ihon kiinteyttämiseen ja ryppyjen hoitoon.

TriPollar RF on turvallinen ja miellyttävä hoito, joka parantaa ihon syvempiä kerroksia. RF-virta lämmittää ihokudosta sisältäpäin ja samalla suojaa ihon pintakerrosta. Ihon tehokas lämmittäminen saa aikaan näkyviä tuloksia.

- **Välittömät tulokset:**
kollageenisäikeet supistuvat ja iho kiinteytyy jo yhden hoitokerran jälkeen
- **Pitkän aikavälin tulokset:**
solujen aineenvaihdunta paranee, kollageeni vahvistuu, ja iho näyttää ja tuntuu selvästi kiinteämmältä.

TriPollar® RF-teknologia

- Hyödyntää RF-energiaa kollageenin ja elastiinin muodostuksessa dermiksessä
- johtaa radioaaltoja ihoon kolmen tai useamman elektrodin kautta
- Energia on kohdistettu hoidettavalle alueelle – ei tarvitse viilennystä
- Kohdistettu lämmitys saa aikaan kliinisen vaikutuksen
- Kiinteämpi ja tasaisempi iho
- Hienot juonteet ja rypyt tasoittuvat
- Parannetaan ihon kuntoa/rakennetta
- Turvallinen ja asiakkaalle miellyttävä RF-hoito




TRIPOLLAR

YKSIN TAI YHDESSÄ

OxyGeneo™ & TriPollar® RF -yhdistelmähoidolla vieläkin paremmat tulokset!

Yhdistelmähoito herättää ja elvyttää ihon kuorimalla hellästi kuolleen ihokerroksen ja samalla ravitsee, kosteuttaa ja hapettaa kudosta. Lisäksi iho kiinteytyy. Tulokset ovat nähtävissä heti ensimmäisen hoitokerran jälkeen, mutta sarjahoidolla tehostetaan vaikutusten tehoa ja kestävyyttä.

TriPollar RF ja OxyGeneo yhdessä parantavat ihon pintakerrosten laatua pitkäkestoisesti.



GeneO+ -hoitokokonaisuuteen voidaan yhdistää myös ULTRAÄÄNIHOITO, jolla tehostetaan vaikuttavien aineiden imeytymistä. Ultraäänihoitopää on tilattavissa erikseen.

GeneO+ -hoidot eivät vaadi toipumisaikaa, joten asiakas voi palata välittömästi normaalien toimiansa pariin. Suosittelemme kuitenkin käyttämään aurinkosuojavoidetta 24h hoidon jälkeen.